



## راهنمای موقت آموزشی در زمینه منابع تامین اکسیژن و استراتژی های توزیع آن در مراکز درمانی برای درمان بیماری COVID19 (بخش دوم)



تالیف و گردآوری: حسن کریم و میلاد ناظمی  
شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما

این مقاله به عنوان راهنمای موقت آموزشی در مورد منابع تامین اکسیژن و استراتژی های توزیع آن برای درمان بیماری COVID19 در مراکز درمانی است. این راهنما برگرفته از مشخصات فنی سازمان بهداشت جهانی WHO و صندوق ضروری کودکان

سازمان ملل متحد UNICEF در زمینه دستگاه های اکسیژن درمانی به عنوان بخشی از مجموعه تجهیزات پزشکی WHO است. همچنین در این راهنما از دانش فعلی و تجربیات کشورهای درگیر با این بیماری استفاده شده است. این راهنما برای مدیران مراکز درمانی، تصمیم گیرندگان بالینی، مسئولان تدارکات، مسئولان برنامه ریزی، مهندسان زیست پزشکی، مهندسان و سیاست گذاران زیرساخت ها کاربرد دارد. در این متن چگونگی تقاضای اکسیژن، شناسایی منابع موجود اکسیژن و انتخاب نحوه توزیع مناسب اکسیژن برای پاسخگویی به نیاز بیماران مبتلا به COVID19، به ویژه در کشورهای کم درآمد و متوسط تشریح می شود. سازمان بین المللی WHO به محض دسترسی به منابع و اطلاعات جدید، این توصیه ها را به روزرسانی می کند. (لازم به ذکر است بخش اول این مقاله در شماره اول گاهنامه خرد منتشر گردید)

### ۳. منابع تامین اکسیژن

#### تأسیسات تولید اکسیژن مایع:

می شود و اکسیژن مایع در این سیستم لوله کشی خود به خود تبخیر شده و تبدیل مایع به بخار عاملی برای نیروی محرک انتقال گاز اکسیژن در نقاط مصرف می باشد. اگرچه این روش تامین اکسیژن نسبت به سایر روش ها دارای مزیت اقتصادی است، اما استفاده از اکسیژن مایع به مکانیسم های تأمین کننده خارجی وابسته است و به دلیل خطرات ناشی از فشارهای بالاتر، احتیاط بیشتری در رابطه با حمل و نقل و ذخیره سازی نیاز دارد. بنابراین بازرسی ها و مراقبت های فنی منظمی باید برای این مخازن انجام شود، در

اکسیژن مایع به روش سرمایشی (کریوژنیک) در خارج از مرکز پزشکی تولید می شود. تجهیزات پزشکی مرتبط با تامین اکسیژن، می تواند به مخازن دوجداره ذخیره اکسیژن مجهز شده و در بازه های زمانی معین از طریق کامیون مخزن دار حمل اکسیژن مایع (مطابق شکل ۱۲) که متعلق به شرکت تامین کننده است، پر شوند. مخازن ذخیره اکسیژن مایع از طریق سیستم لوله کشی مرکزی (مطابق شکل ۹) به کل تأسیسات بهداشتی متصل



شکل ۱۲ نمونه ای از کامیون های حمل اکسیژن مایع پزشکی



شکل ۹ نمونه ای از پکیج تولید اکسیژن به روش PSA



# خبر

شدن سطح جاذب، فرایند احیاء از طریق کاهش فشار انجام می‌شود.

یک پکیج تولید اکسیژن به روش PSA می‌تواند به عنوان یک منبع اصلی تولید اکسیژن با استفاده از فناوری PSA (مشابه تغلیظ کننده) در محل در مراکز پزشکی استفاده شود.

اکسیژن حاصل از یک پکیج PSA می‌تواند مستقیماً به ترمینال کنار تخت‌خواب بیمار منتقل شود یا از یک کمپرسور تقویت کننده برای شارژ مجدد سیلندرها جهت توزیع اکسیژن (در محل یا به مراکز بهداشتی همجوار) یا برای تامین اکسیژن پشتیبان استفاده شود. این پکیج به نیروی برق مطمئن نیاز دارد. بهترین کار این است که از سیلندرها به عنوان منبع تامین پشتیبان نیز استفاده شود.

## تغلیظ‌کننده‌های اکسیژن (اکسیژن‌سازها):

تغلیظ‌کننده‌های اکسیژن در انواع ثابت و پرتابل (شکل ۱۴) وجود دارند که تفاوت تنها در قابلیت حمل آن‌ها است. یک تغلیظ‌کننده اکسیژن، وسیله پزشکی است که با نیروی برق کار می‌کند و برای تغلیظ اکسیژن از هوای محیط طراحی شده است. یک تغلیظ‌کننده اکسیژن برای مکش هوا از محیط از فناوری PSA استفاده نموده و نیتروژن موجود در هوا را جدا می‌نماید به طوری که منبع اکسیژن مداوم با غلظت بیش از ۹۰٪، تولید می‌شود. اگر غلظت اکسیژن به زیر ۸۲٪ برسد نباید از آن استفاده شود.

تغلیظ‌کننده‌های اکسیژن قابل حمل بوده و می‌توانند در نواحی بالینی جابجا شوند، اما اغلب آن‌ها به عنوان تجهیزات ثابت کنار تخت بیمار نصب می‌شوند. امروزه مدل‌هایی از تغلیظ‌کننده‌های قابل حمل طراحی می‌شوند که قابلیت تامین جریان اکسیژن با سرعت بین ۵ تا ۱۰ لیتر بر دقیقه را دارند. هنگامی که تغلیظ‌کننده‌ها همراه با یک فلومتر

این حالت بهترین کار این است که از سیلندرها به عنوان منبع تامین پشتیبان نیز استفاده شود. یادآوری- در ایران اکثر مخازن دوجداره ذخیره ثابت بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۲۴۷۴ ساخته شده و بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۱۲۴۷۴ تحت مراقبت‌ها و بازرسی‌های حین سرویس قرار می‌گیرند.


## فرآیند تولید اکسیژن به روش جداسازی جذبی PSA:

جداسازی یک گاز مشخص از مخلوط چندین گاز، تحت فشار و بر اساس مشخصات مولکولی و تفاوت در میزان جذب بر روی جاذب می‌باشد. پکیج‌های تولید اکسیژن به روش PSA با استفاده از هوای فشرده، گاز اکسیژن با خلوص بالا تولید می‌کنند. در این فناوری مولکول‌های هوا به وسیله جاذب‌های متخلخل سطحی جداسازی می‌شوند. در حالت ایده آل، فقط گازی که باید از آن جدا شود جذب می‌شود، درحالی که تمام گازهای دیگر موجود در مخلوط از بستر جاذب عبور می‌کنند. غالباً از جاذب‌های حاوی کربن (به عنوان مثال غربال‌های مولکولی کربن فعال) و جاذب‌های اکسید (به عنوان مثال زئولیت) استفاده می‌شود. خلوص گاز جذب شده نه تنها به جاذب مورد استفاده بستگی دارد، بلکه درجه حرارت و فشار در طول فرآیند نیز مهم است. پس از اشیاع



شکل ۱۳ نمونه‌ای از پکیج تولید اکسیژن به روش PSA

# خبر



شکل ۱۵ انواع جریان سنج‌های مورد مصرف در تغلیظ‌کننده‌های اکسیژن



شکل ۱۴ نمونه‌ای از انواع تغلیظ‌کننده‌ها

جریان سنج (شکل ۱۵) دارای پایه برای تقسیم جریان استفاده می‌شوند، تغلیظ‌کننده‌ها می‌توانند اکسیژن را به‌طور هم‌زمان به چندین بیمار ارائه دهند. تغلیظ‌کننده‌ها می‌توانند یک منبع تامین اکسیژن ایمن و مقرون‌به‌صرفه باشند، اما برای اطمینان از عملکرد صحیح به منبع برق پیوسته و قابل اعتماد، همچنین به مراقبت‌های پیشگیری منظم نیاز دارند. بهترین کار این است که از سیلندرها به‌عنوان منبع تامین پشتیبان نیز استفاده شود.

از انواع دیگر تغلیظ‌کننده‌ها می‌توان به تغلیظ‌کننده‌های با قابلیت پر کردن سیلندر (شکل ۱۶) هم اشاره نمود.

**یادآوری:** الزامات مربوط به تامین اکسیژن توسط دستگاه تغلیظ‌کننده و سیستم لوله‌کشی گاز پزشکی در استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۰۷۶۶ و ۱۱۶۳۶-۱ آورده شده است. همچنین الزامات ایمنی تغلیظ‌کننده‌های پزشکی در استاندارد ملی ایران به شماره ۶۶۰۲ ارائه می‌شود.



شکل ۱۶ نمونه‌ای از تغلیظ‌کننده با قابلیت پرکردن سیلندر



# خبر

## ۴. ذخیره‌سازی اکسیژن و توزیع داخل بیمارستان‌ها

### سیلندرهای اکسیژن:

گاز اکسیژن را می‌توان درون سیلندرها فشرده و ذخیره‌سازی نمود. این سیلندرها در یک کارخانه تولید گاز اکسیژن یا از طریق تقطیر کرایوژنیک یا یک پکیج PSA، پر شده و سپس به مراکز درمانی منتقل می‌شوند. سیلندرها به یکی از دو روش زیر قابل استفاده هستند:

۱. نصب مستقیم در مناطق بیمارستانی یا لوله‌کشی مستقیم؛
۲. اتصال به سیستم‌های منیفولد مرکزی (شکل ۱۷) (گروه سیلندرهایی که به‌طور موازی به هم مرتبط می‌شوند).



شکل ۱۷ نمونه‌ای از سیلندرهایی متصل شده به منیفولد مرکزی

بنابراین از این طریق می‌توان اکسیژن را به مناطق ویژه تسهیلات بهداشتی، حتی در سطح بخش انتقال داد. هنگامی که سیلندرها تنها منبع اکسیژن در یک مرکز درمانی باشند، برای اطمینان از موجودی مداوم، زنجیره تأمین قوی لازم است.

پس از پر شدن، سیلندرها به برق احتیاج ندارند، اما برای توزیع اکسیژن داخل سیلندر به چندین لوازم جانبی و اتصالات از جمله فشارسنج، رگولاتور، جریانسنج و ... نیاز است.

علاوه بر این، ذخیره یا انتقال اکسیژن پزشکی در سیلندرها باید با دقت و توسط پرسنل آموزش دیده انجام شود زیرا محتویات سیلندر تحت فشار بالایی قرار دارند.

**یادآوری ۱:** مواد مورد استفاده در ساخت سیلندرهایی اکسیژن می‌تواند از جنس فولادی، آلومینیومی و کامپوزیتی باشد.

**یادآوری ۲:** سیلندرهایی فولادی و آلومینیومی اکسیژن باید در بازه‌های زمانی حداکثر ۵ ساله بر اساس استاندارد ملی ۶۷۹۲ توسط آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده تحت بازرسی و آزمون دوره‌ای قرار گیرند. همچنین الزامات مدیریت استفاده، انبارش و جابجایی سیلندرهایی گاز بر اساس استاندارد ملی (آئین کار) به شماره ۷۵۶۶ آورده شده است.

### شبکه‌های خط لوله توزیع داخلی بیمارستان:

این شبکه‌های خط لوله برای تأمین اکسیژن در فشار زیاد برای تجهیزاتی از قبیل دستگاه‌های بیهوشی و تنفس مصنوعی مفید هستند. یک مزیت اساسی سیستم‌های خط لوله این است که آنها از لزوم جابجایی و حمل سیلندرهایی سنگین بین بخش‌های بیمارستانی جلوگیری می‌کنند. با این حال، هزینه بالا و پیچیدگی نصب منابع اکسیژن سانترال با خطوط لوله مسی و تعمیر و نگهداشت تخصصی لازم از معایب آن است.

اطلاعات بیشتر در مورد منابع اکسیژن در جدول ۲: توضیحات و مقایسه منابع اکسیژن و ذخیره‌سازی ارائه می‌شود.

## ۵. چگونه اکسیژن مورد نیاز یک مرکز درمانی را تخمین

### بزنیم

یکی دیگر از جنبه‌های انتخاب مناسب‌ترین منبع تأمین اکسیژن، در نظر گرفتن جریان ناخالص





# خبر

این نوع سناریوی تخمین اکسیژن مورد نیاز، برآورد بر اساس تعداد بیمار است. در این روش اندازه‌گیری فرض بر این است که تجهیزات کارآمد بوده و مطابق با ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند. بنابراین برای دستیابی به برآورد دقیق‌تر، تجهیزات باید پس از راه‌اندازی، ارزیابی مجدد شوند، زیرا احتمال تغییرات خاص در خروجی تجهیزات وجود دارد.

تمام دستگاه‌های تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) ترکیبی از هوا و اکسیژن پزشکی را برای بیمار تامین می‌کنند. جریان مورد نیاز بیماران بحرانی که در بالا برآورد می‌شود صرفاً مربوط به قسمت اکسیژنی است که بخشی از کل جریان گاز مورد نیاز برای دستیابی به کسر درمانی هدف از اکسیژن تنفسی (FiO<sub>2</sub>) را تشکیل می‌دهد، که این درصد اکسیژن کل موجود در ریه‌ها برای تبادل گاز است. FiO<sub>2</sub> در طول درمان تغییر خواهد کرد و از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوت است. سرعت جریان اکسیژن که در اینجا نشان داده شده است، میانگین نسبت جریان‌های اکسیژن در طول دوره استفاده

اکسیژن مورد نیاز برای درمان است. برای تعیین جریان کل مورد نیاز، پیش‌بینی بار مصرفی باید تخمین زده شود.

این کار می‌تواند با استفاده از ابزار پیش‌بینی تأمین ضروری (ESFT) که در WHO COVID19 ارائه شده انجام گیرد. همانگونه که در ابتدای این مقاله اشاره شد شدت بیماری در کل بیماران COVID19 را می‌توان به صورت: خفیف، متوسط، شدید یا بحرانی طبقه‌بندی نمود. بدین ترتیب، جریان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیژن‌درمانی بیماران شدید و بحرانی که نماینده ۲۰٪ از کل بیماران می‌باشند را می‌توان تخمین زد.

حدود ۷۵٪ «شدید» بیماران مبتلا به COVID19 که نیاز به بستری در بیمارستان دارند و ۲۵٪ «بحرانی» طبقه‌بندی می‌شوند.

بنابراین، می‌توان میزان کل اکسیژن مورد نیاز پزشکی را بر اساس میزان سرعت جریان توصیه شده برای هر گروه بیمار بر مبنای شدت بیماری که در جدول ۱ آمده است، تخمین زد.

جدول ۱ نمونه‌ای از جریان اکسیژن به ازای هر ۱۰۰ تخت بیمارستانی

تسهیلات درمانی COVID-19 به ازای ۱۰۰ تخت بیمارستانی				
میزان اکسیژن مورد نیاز که باید تولید شود		میانگین سرعت جریان اکسیژن		شدت بیماری
اکسیژن مایع	دستگاه PSA	مجموع	به ازای هر بیمار	
$1/25 m^3/day$	$45 m^3/hr$	$75 \times 10 \times 60 =$ $45000 L/hr$	۱۰ L/min	۷۵ بیمار با وضعیت شدید
$1/25 m^3/day$	$45 m^3/hr$	$25 \times 30 \times 60 =$ $45000 L/hr$	۳۰ L/min	۲۵ بیمار با وضعیت شدید
$2/5 m^3/day$	$90 m^3/hr$			



# خبر

یک بیمار از دستگاه تنفس مصنوعی است. رابطه ساده زیر برای تعیین نسبت جریان در هر زمان به کار برده می‌شود:

$$\text{Target FiO}_2 = \frac{\text{O}_2 \text{ L/min} + (\text{air L/min} \times 21\%)}{\text{Total flow, L/min}}$$

WHO COVID19 ESFT7 همچنین می‌تواند به برآورد سایر ضروریات مورد نیاز، مانند دستگاه‌های کمکی، لوازم جانبی، مواد مصرفی و قطعات یدکی و غیره کمک می‌کند. این ابزارها و سایر اسناد مرتبط را می‌توان در وب سایت WHO جستجو نمود.

## شرح و مقایسه منابع و ذخایر اکسیژن

### سیلندرها



**شرح:** یک مخزن ذخیره استوانه‌ای شکل قابل پر کردن مجدد که به شکل گاز فشرده برای

ذخیره‌سازی و حمل اکسیژن استفاده می‌شود. سیلندرها در یک کارخانه تولید گاز دوباره پر می‌شوند بنابراین نیاز به حمل و نقل از / به کارخانه دارند.

**کاربرد بالینی و / یا مورد مصرف:** می‌تواند در کلیه نیازهای اکسیژن شامل تامین در فشارهای بالا و در تاسیساتی که منبع تغذیه متناوب یا غیرقابل اعتماد باشد و همچنین در خدمات سرپایی و حمل بیمار استفاده شود. به‌عنوان پشتیبان سیستم‌های دیگر نیز استفاده می‌شود.

**مکانیزم توزیع:** به منیفولد (چندراهه) سیستم توزیع خط لوله اصلی / فرعی متصل می‌شود یا مستقیماً با جریان سنج و لوله به بیمار وصل شود.

**الزامات برقی:** ندارد

**الزامات نگهداشت:** نگهداری محدود توسط تکنسین‌های آموزش‌دیده مورد نیاز است.

**مراقبت توسط کاربر:** به‌طور متوسط؛ بررسی منظم اتصالات و رابطه‌ها، بررسی منظم سطوح اکسیژن و تمیز کردن خروجی‌ها.

## تغلیظ‌کننده‌های اکسیژن (PSA)



**شرح:** یک دستگاه پزشکی خودکفا با منبع برقی که با استفاده از فناوری PSA برای تغلیظ کردن اکسیژن از هوای محیط طراحی شده است.

**کاربرد بالینی و / یا مورد مصرف:** برای تحویل اکسیژن در کنار تخت یا در فضایی که در مجاورت بیمار قرار دارد استفاده می‌شود. یک تغلیظ‌کننده اکسیژن به‌صورت منفرد می‌تواند چندین تخت را با استفاده از یک جریان سنج ایستاده برای تقسیم جریان خروجی، سرویس دهد.

**مکانیزم توزیع:** به‌صورت مستقیم از بیمار به لوله یا از طریق یک جریان سنج ایستاده.

**الزامات برقی:** دارد

**الزامات نگهداشت:** نگهداری به‌طور متوسط توسط تکنسین‌های آموزش‌دیده که می‌تواند در خانه باشد، مورد نیاز است.

**مراقبت توسط کاربر:** به‌طور متوسط؛ تمیز کردن فیلترها و خروجی‌های دستگاه.

## دستگاه اکسیژن‌ساز (PSA)

**شرح:** یک سیستم تولیدکننده اکسیژن در محل با استفاده از فناوری PSA که اکسیژن فشار بالا



# خبر



## اکسیژن مایع

**شرح:** اکسیژن مایع تولید شده خارج از سایت و در یک مخزن بزرگ ذخیره شده که از طریق یک سیستم خط لوله تاسیسات بهداشتی تامین می‌شود. مخزن توسط

تامین‌کننده اکسیژن مایع نیاز به پر کردن مجدد دارد. **کاربرد بالینی و / یا مورد مصرف:** می‌تواند در کلیه نیازهای اکسیژن شامل تامین فشار بالا و در تاسیساتی که منبع تغذیه متناوب یا غیرقابل اعتماد باشد، استفاده شود. **مکانیزم توزیع:** سیستم توزیع خط لوله مرکزی.

**الزامات برقی:** ندارد

**الزامات نگهداشت:** نگهداری قابل توجهی از سیستم و لوله‌کشی مورد نیاز است که توسط تکنسین‌ها و مهندسان بسیار مجرب می‌تواند به‌عنوان بخشی از قرارداد انجام شود.

**مراقبت توسط کاربر:** حداقل؛ فقط در واحد پایانه.



را به سهولت از طریق یک سیستم خط لوله مرکزی یا به‌وسیله سیلندرهایی که در کارخانه مجدداً پر شده‌اند، تامین می‌کند.

**کاربرد بالینی و / یا مورد مصرف:** می‌تواند در کلیه

نیازهای اکسیژن شامل تامین فشار بالا استفاده شود.

**مکانیزم توزیع:** می‌تواند به سیستم توزیع خط لوله اصلی / فرعی یا به سیلندرهای قابل پر شدن مجدد که به سیستم منی‌فولد (چند راهه) در تاسیسات وجود دارند، متصل شود.

**الزامات برقی:** دارد

**الزامات نگهداشت:** نگهداری قابل توجهی از سیستم و لوله‌کشی مورد نیاز است که توسط تکنسین‌ها و مهندسان بسیار مجرب می‌تواند به‌عنوان بخشی از قرارداد انجام شود.

**مراقبت توسط کاربر:** حداقل؛ فقط در واحد پایانه.

## مزایای منابع و ذخایر اکسیژن

اکسیژن مایع	دستگاه اکسیژن‌ساز (PSA)	تغلیظ‌کننده‌های اکسیژن (PSA)	سیلندرها
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ۹۹٪ اکسیژن به دست می‌آید؛</li> <li>✓ خروجی اکسیژن بالا برای فضای کوچک مورد نیاز.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ برای تاسیسات بزرگ می‌تواند مقرون به صرفه باشد؛</li> <li>✓ تامین اکسیژن مداوم.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ تامین مداوم اکسیژن با هزینه مصرف پایین (در صورت وجود برق)؛</li> <li>✓ جریان خروجی را می‌توان بین چندین بیمار تقسیم کرد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ نیازی به منبع برق ندارد.</li> </ul>



# خبر

## معایب منابع و ذخایر اکسیژن

اکسیژن مایع	دستگاه اکسیژن‌ساز (PSA)	تغلیظ‌کننده‌های اکسیژن (PSA)	سیلندرها
 <ul style="list-style-type: none"> <li>× الزامات حمل / زنجیره تامین؛</li> <li>× منبع تمام شدنی؛</li> <li>× نیاز به نگهداری بالا برای لوله کشی؛</li> <li>× به زیرساخت کافی نیاز دارد؛</li> <li>× نیاز به تامین سیلندر پشتیبان دارد؛</li> <li>× خطر نشستی گاز از سیستم لوله‌کشی.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>× سرمایه‌گذاری بالا؛</li> <li>× به برق مداوم نیاز دارد.</li> <li>× به زیرساخت کافی نیاز دارد؛</li> <li>× نیاز به نگهداری بالا برای لوله‌کشی؛</li> <li>× نیاز به تامین سیلندر پشتیبان دارد؛</li> <li>× خطر نشستی گاز از سیستم لوله‌کشی.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>× خروجی فشار کم، معمولاً برای CPAP یا دستگاه‌های تهویه مناسب نیست؛</li> <li>× به برق مداوم نیاز دارد؛</li> <li>× نیاز به تامین سیلندر پشتیبان دارد؛</li> <li>× نیاز به نگهداری دارد.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>× الزامات حمل / زنجیره تامین؛</li> <li>× منبع تمام‌شدنی؛</li> <li>× بسیار وابسته به تامین‌کننده؛</li> <li>× خطر نشستی گاز؛</li> <li>× خطر جابجایی ناخواسته.</li> </ul>

## ۶. طرح افزایش اکسیژن

توانایی افزایش ظرفیت برای تحویل اکسیژن در اکسیژن‌درمانی، سنگ بنای اصلی رویکرد مدیریت شیوع بیماری COVID19 است و پیامدهای آن عملکرد کل سیستم تحت تاثیر قرار می‌دهد. اصول ظرفیت افزایش ساختمان، باید در آمادگی و ظرفیت پاسخگویی یک سیستم بهداشتی برای کلیه کارکردها به صورت مرکزی یا در سطح تسهیلات دیده شود.

محدودیت سیستم‌های تامین و تحویل اکسیژن در بسیاری از موارد ناشی از محدودیت منابع تامین است. هر گزینه تامین با توجه به دسترسی و توزیع باید بررسی شود. اکسیژن مایع حجم زیادی را در خود جای می‌دهد، با این حال، سیستم‌های

بهداشتی باید با توجه به امکانات موجود (از لحاظ جغرافیایی) از این امکانات استفاده کنند. بومی‌سازی بیشتر دستگاه‌های PSA یک گزینه است، اما اگر در حال حاضر در محل مورد نظر وجود نداشته باشد، زمان تحویل و بهره‌برداری آن زمان‌بر خواهد بود. با توجه به دستگاه‌های تغلیظ‌کننده اکسیژن کنار تخت‌خواب، این موارد گزینه‌های بسیار راحت‌تری از نظر استفاده هستند ولی از نظر تحویل اکسیژن با حجم بالا دارای محدودیت می‌باشند. پس از آن‌که برآورد نیاز اکسیژن مطابق با COVID19 ESFT انجام شد و ارزیابی اکسیژن به پایان رسید، یک تحلیل فاصله بین نیاز پیش‌بینی تخمین زده شده با میزان موجودی اکسیژن انجام دهید. این بدان معناست که نیاز پیش‌بینی شده





# خبر

تولید، پستی‌بانه‌ها، مانع‌زایی‌ها



مقاله

موجود می‌تواند مستقیماً به بیماران لوله‌کشی شود یا نیاز به فشرده‌سازی گاز در سیلندرها، گازی است؛

۶- از لوازم جانبی کافی، از جمله شیرآلات و رگولاتورهای فشار و جریان، اطمینان حاصل کنید؛

۷- از دستگاه‌های پزشکی کافی برای تهیه اکسیژن در اکسیژن‌درمانی اطمینان حاصل کنید. به برنامه‌ریزی منابع اساسی WHO مراجعه کنید؛

۸- از منابع کافی (برای منابع انسانی و تجهیزات) برای انجام نگهداری لازم اطمینان حاصل کنید.

### واحد‌های کمیته مورد نیاز:

اکسیژن مایع برای استفاده پزشکی بر حسب متر مکعب  $m^3$  مایع بیان می‌شود. جریان کل بر حسب لیتر بر دقیقه  $L / min$  بیان می‌شود و می‌توان حجم کل مایع مورد نیاز را برای یک مدت زمان مشخص با استفاده از روابط زیر تعیین نمود:

۱ لیتر اکسیژن مایع = ۸۶۱ لیتر گاز اکسیژن

۱ متر مکعب = ۱۰۰۰ لیتر

### تاسیسات PSA

۱- ارزیابی کنید که آیا تاسیسات محلی در دسترس هستند و عملکرد آن وجود دارد، یا اینکه تاسیسات در نقاط دیگر کشور دارای ظرفیت اضافی هستند؛

۲- تاسیسات PSA برای عملکرد ۲۴ ساعته در روز طراحی شده اند؛

### در صورت موجود بودن:

۳- ظرفیت تولید PSA را به حداکثر برسانید؛

۴- در صورت امکان، ظرفیت حمل و نقل را از طریق تأمین بیشتر به کمک سیلندرها تقویت کنید. در صورت عدم وجود، تعداد و نوع مناسب سیلندرها را سفارش دهید؛

۵- پتانسیل نصب سیستم‌های لوله‌کشی برای بهینه‌سازی توزیع در محل را ارزیابی کنید (نه به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه مدت)؛

تخمین زده شده و با میزان موجودی اکسیژن مقایسه شود. این روش راهی برای شناسایی یک استراتژی افزایش اکسیژن امکان‌پذیر و متناسب با شرایط، مبتنی بر ساختار، قابلیت‌ها، عملکردها و فن‌آوری‌ها ارائه می‌دهد. تصمیم‌گیرندگان می‌توانند مراحل بعدی، از جمله نیازهای محصول را برای کمک به چارچوب و اجرای برنامه افزایش، به سرعت توصیه کنند.

آنچه در زیر آمده است، رویکردهای مختلف را توصیف می‌کند و عوامل اصلی آن باید در تعیین راه‌حل‌های عملی و کارآمد و تأثیرات مورد انتظار در نظر گرفته شود. برنامه افزایش اکسیژن باید در برنامه پاسخ کلی COVID19 ادغام شود. به‌عنوان مثال، اگر یک مرکز درمانی جدید COVID19 برنامه‌ریزی شده باشد، مکان و چیدمان محل ساخت و ساز عامل اصلی برنامه‌ریزی برای افزایش اکسیژن خواهد بود.

### اکسیژن مایع

۱- قابلیت دسترسی محلی و کشورهای همسایه، محدودیت‌های واردات و جابجایی را ارزیابی کنید؛

۲- ظرفیت حمل و نقل، قابلیت دسترسی مخزن بالک، فاصله‌ها و شرایط جاده‌ای و امنیت را ارزیابی کنید؛ توجه: مخازن بالک مخصوص تأمین‌کننده است. مخازن کوچکتر / قابل حمل اغلب به راحتی در دسترس هستند، اما مخازن بزرگتر برای نصب دائمی باید سفارش داده شوند.

۳- اگر مخازن بالک در حال حاضر در مراکز درمانی وجود ندارند، ظرفیت ذخیره‌سازی را ارزیابی کنید؛

۴- ظرفیت تبخیر اکسیژن مایع به گاز، چه با تاسیسات موجود و چه در اجزای متصل به مخازن کوچکتر / قابل حمل را ارزیابی کنید؛

۵- تعیین کنید که آیا گاز از طریق سیستم لوله‌کشی



# خبر

## در صورت عدم وجود

بازار محلی و بین‌المللی را برای خرید یک تاسیسات با توجه به شرایط و نیازهای خاص ارزیابی کنید. جزئیاتی که باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

الف- مقدار تولید بر حسب متر مکعب در ساعت و پمپ بوستری برای پر کردن سیلندر؛

ب- زمان تحویل؛

پ- نیازهای نصب تاسیسات: اتاقی برای تاسیسات و پر کردن رمپ / منیفولد، منبع برق قابل اطمینان ۳ فاز، ذخیره‌سازی از طریق سیلندر؛

ت- آموزش و نگهداری.

۶. از دستگاه‌های پزشکی کافی برای تحویل اکسیژن‌درمانی اطمینان حاصل کنید. به وب سایت WHO مراجعه کنید:

Essential resource planning

۷. از منابع کافی (برای منابع انسانی و تجهیزات) برای انجام نگهداری لازم استفاده کنید.

## واحدهای کمیته مورد نیاز:

تاسیسات PSA با توجه به ظرفیت خروجی آن‌ها بر حسب متر مکعب بر دقیقه ساینبدی می‌شوند که در آن منظور متر مکعب گاز اکسیژن است. جریان کل بر حسب لیتر بر دقیقه گاز است، کل جریان در یک ساعت با استفاده از فاکتورهای تبدیل زیر قابل محاسبه است:

$$60 * L / \text{min} = \text{ساعت} / L = \text{ساعت}$$

$$L / \text{hr} * 1 \text{m}^3 / 1000 = \text{m}^3 / \text{hr}$$

## ملزومات برقی:

تاسیسات PSA به برق پایدار و با کیفیت متکی هستند.

یک حساب سرانگشتی این است که برای هر متر مکعب جریان به ۱/۲۲ کیلووات ساعت + ۵٪ نیاز است. ضروری است که نیروگاه به منبع تغذیه قابل اعتماد

و همراه با تثبیت ولتاژ متصل شود تا از هرگونه قطع شدن جلوگیری شود.

این موارد الزامات نشانگر است. همیشه مشخصات فنی تولیدکننده را برای برآورد دقیق‌تر نیروی مورد نیاز در نظر بگیرید.

## تغلیظ‌کننده اکسیژن کنار تخت خواب بیمار

۱- چنانچه نیاز به جریان اکسیژن بیشتر وجود داشته باشد، در صورت امکان تامین، می‌توانید تغلیظ‌کننده‌های اکسیژن کنار تخت را افزایش دهید، مانند تاسیسات PSA یا مخزن اکسیژن مایع؛

۲- پس از نصب و راه‌اندازی تاسیسات PSA، می‌توان از تغلیظ‌کننده کنار تخت خواب استفاده کرد تا قابلیت انتقال اکسیژن را در قسمت‌های مختلف مراکز درمانی ارتقا داد زیرا می‌توان آن‌ها را به راحتی در سایر مراکز درمانی مجدداً جابجا کرد؛

۳- از دستگاه‌های پزشکی کافی جهت اکسیژن‌درمانی اطمینان حاصل کنید. به وب سایت WHO مراجعه کنید:

Essential resource planning

۴- از منابع انسانی و تجهیزات کافی برای انجام تعمیر و نگهداشت لازم اطمینان حاصل کنید.

## ملزومات برقی:

تغلیظ‌کننده‌های اکسیژن به برق پایدار و با کیفیت نیاز دارند. یک تغلیظ‌کننده اکسیژن ۱۰ لیتر بر دقیقه بین ۳۵۰-۶۰۰ وات برق نیاز دارد، که با جریان متغیر نکند.

ضروری است که تاسیسات همراه با منبع تثبیت ولتاژ به یک منبع تغذیه قابل اعتماد متصل شود تا از هرگونه قطع شدن جلوگیری شود. دفترچه‌ها برای مستندسازی تولید و مصرف ضروری



7. Coronavirus disease (COVID19) technical guidance: COVID19 critical items. On who.int [website]. Geneva: World Health Organization; 2020.

8. Hospital preparedness for epidemics. Geneva: World Health Organization; 2014.

۱. استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۱۴۸ با عنوان «مداخلات پرستاری اکسیژن‌رسانی با کانونای بینی آیین کار» سال ۱۳۹۰.

۲. استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۷۹۲ با عنوان «کیسه‌های مخزنی بیهوشی ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» سال ۱۳۸۷ برگرفته از استاندارد ISO 5362: 2006.

۳. استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۴۰ با عنوان «گاز اکسیژن طبی ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» سال ۱۳۹۳.

۴. استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۰۲ با عنوان «تغلیظکننده‌های اکسیژن برای مصارف پزشکی الزامات ایمنی» سال ۱۳۸۱ برگرفته از استاندارد ISO 8359: 1996.

۵. استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۷۴-۱ با عنوان «مخازن فراسرد مخازن ثابت عایق شده با خلاء قسمت ۱: طراحی، ساخت، بازرسی و آزمون» سال ۱۳۹۵ برگرفته از استاندارد ISO 210091: 2006.

۶. استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۴۷۴۲ با عنوان «مخازن مادون سرد (کرایونیک) مخازن ساکن با عایق‌بندی خلاء قسمت ۲: الزامات عملکردی» سال ۱۳۸۸ برگرفته از استاندارد ISO 210092: 2006.

۷. استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۷۶۶ با عنوان «سیستم تامین تغلیظکننده اکسیژن برای استفاده به همراه سیستم لوله‌کشی گاز طبی» سال ۱۳۸۷ برگرفته از استاندارد ISO 10083: 2006.

۸. استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۳۶۱ با عنوان «سیستم لوله‌کشی گاز طبی قسمت ۱: سیستم‌های لوله‌کشی گازهای طبی فشرده و خلاء» سال ۱۳۸۷ برگرفته از استاندارد ISO 73961: 2007.

۹. استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۹۲ با عنوان «سیلندرها گاز سیلندرها و تیوب‌های بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیومی بازرسی و آزمون دوره‌ای» سال ۱۳۹۸ برگرفته از استاندارد ISO 18119: 2018.

۱۰. استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۶۶ با عنوان «سیلندرها گاز جابجایی ایمن آئین کار» سال ۱۳۸۹ برگرفته از استاندارد ISO 11625: 2007.

است. این امر بهینه‌سازی منابع و در صورت امکان تخصیص بیشتر منابع اضافی برای پشتیبانی از مراکز بهداشتی درمانی مجاور با پاسخ COVID۱۹ آن‌ها را در صورت وجود هرگونه اکسیژن اضافی امکان‌پذیر می‌سازد.

### مراجع

1. WHO-UNICEF technical specifications and guidance for oxygen therapy devices; Geneva: World Health Organization and United Nations Children's Fund (UNICEF); 2019.
2. Yang X, Yu Y, Xu J, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV2 pneumonia in Wuhan, China: a singlecentered, retrospective, observational study. Lancet Respir. 2020. doi: 10.1016/S22132600(20)300795.
3. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID19) outbreak in China: summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020; 323(13): 12391242. doi: 10.1001/jama.2020.2648.
4. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID19 disease is suspected; Geneva: World Health Organization; 2020.
5. Rochweg B, Brochard L, Elliot MW. Et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: Noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017; 50(4). doi: 10.1183/13993003.024262016.
6. Technical specifications for oxygen concentrators; Geneva: World Health Organization; 2015.